

Biogrif 4 ou 5 dents NaturOvert



UTILISATION

- ° Pour ameublir, aérer, décompacter les sols avant la mise en culture et autour des cultures déjà plantées.
- ° Pour mélanger et enfouir le compost.

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistance

- ° 4 ou 5 dents en acier trempé : meilleure résistance.
- ° 2 manches : répartissent l'effort et diminuent le risque de rupture de manches.

Ergonomie

- ° Travail debout sans mal de dos : effort réparti sur les 2 bras.
- ° Appui du (des) pied(s) sur la monture : facilite la pénétration dans la terre.
- ° 2 manches : diminuent la fatigue de l'utilisateur en répartissant l'effort sur les 2 bras.
- ° Outil 2 fois plus large (40cm) qu'une fourche à bêcher : augmente le rendement.

Plus produit

- ° Respecte l'action bénéfique des micro-organismes qui transforment la matière organique en engrais naturel et fertilisent le sol.
- ° Brise et ameublissent la terre sans la retourner et évite ainsi que les micro-organismes utiles qui vivent en surface ne soient enterrés, et inversement.

Informations complémentaires

- ° Nouveau : Possibilité d'ajouter un « Émietteur pour Biogrif 5 dents NaturOvert » pour affiner le décompactage des mottes. Référence : 320350.



Description	Gencod	Largeur (tête)	Hauteur (Tête)	Kg (fer)
Biogrif 5 dents interchangeable boîte	3157333203015	50 cm	25 cm	5,15kg
Biogrif 5 dents interchangeable assemblées	3359003203008	50 cm	25 cm	5,15kg
Biogrif 5 dents soudées	3157333203206	50 cm	25 cm	4,6 kg
Biogrif 4 dents interchangeable assemblées	3359003203053	40 cm	25 cm	4,70kg



LEBORGNE