Seau PRO Réf. 31 01 Seau PRO Septimination Properties of the Section P

Réf. 31 01 29





Orange Fluo

Graduation moulée dans la masse. Oreilles et parois renforcées pour une résistance très importante à la charge, à la déformation et à la perforation.

> Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Anse diamètre 5,3mm avec poignée Ø 14 mm assemblée par bouterollage.

> > Conditionnement par 10 pièces.



Avec ergots



pouvant, à terme, génére des douleurs lombaire pénalisantes

* L'anse s'articule autour de 2 perçages situés sur les oreilles du seau et reste en position verticale grâce à 2 ergots de butée latérale situés de part et d'autre.

Cette position s'annule facilement par simple pression.








TMS

BREVET

QUALITÉ



Anse Ø 5,3 mm

avec poignée

Ø 14 mm

à la couleur

du seau

Fixation par

bouterollage '

ROSE FLUO ref.310130 / JAUNE FLUO ref.310137 NOIR ref.310107 / ROUGE ref.310109 / TRANSLUCIDE ref.310131 JAUNE ref.310132 / VERT ref.310133 / BLEU ref.310134 **ORANGE** ref.310149





gamme taliaFLUO®



e-mail: commercialfrance@taliaplast.com