

Supports genoux à roulettes **2 en 1**

Réf. 40 08 30



3 375554 008305

S'utilise en mode **chariot** ou **supports indépendants**.

6 roulettes renforcées à rotation **360°** non marquantes, pour un déplacement rapide proche du sol afin de soulager le dos.

Coque en **ABS**.
Coussins en gel pour le confort.
Larges sangles de maintien.

La base à roulette se retire par simple pression d'un bouton.



Compartiments de rangements

Les bases à roulettes se reclinent aussi facilement.



Livré non monté

Pour fixer les roulettes de façon permanente et très robuste, utiliser un tournevis plat et un marteau afin de les insérer plus facilement.

TALIA[®]
PLAST